



北京中科浩宇科技发展有限公司

Beijing ZhongKeHaoYu Technology Development Co., Ltd

电话: 010-51660319 网址: www.cwmfj.com

概述

ZK-FDV-98 小型超微粉碎机是成熟产品, 质量稳定, 配件齐全, 对物料粉碎细度高, 可拆卸清洗, 可调节细度, 是实验室中常见的粉碎机, 也可支持小量生产。

设备介绍

100 目—1000 目的粉碎细度、速度快、使用范围广、操作简单、全机仅重 15 公斤可随地使用。

1、小空间高速撞击原理加上精密连续风选机构, 可以使得粉碎颗粒度平均 150 目以上, 最高可达 800 目以上, 是小型粉碎机中少有的可以产生有效产量且细度达到微粉级别的优品机器。

2、粉碎速度快, 在保证细度的前提下, 如珍珠每小时可粉碎 3Kg。易粉碎药材每小时可达到 4Kg, 具有粘性的物质则约为 2Kg / h。

3、直刀、小弯刀、大弯刀多种刀型配制, 可以有效减少物料本身之性质差异造成的不利粉碎之因素, 故而使用范围广, 矿物质、纤维质及稍具粘性的物质, 均能粉碎至极细的粒度。

4、操作简单, 无需过筛, 粉碎后剩余物料极少, 清理方便。

5、人性化设计, 并有超载及误开关保护装置, 操作无忧。

6、可连续使用, 具强力风冷装置, 因此无使用时间之限制。

使用轻便, 全机仅重 15 公斤可随地使用。

可配液氮罐做超低温粉碎。

应用范围

广泛用于矿物质、纤维质及稍具粘性的物质, 均能粉碎至极细的粒度, 可将物料粉碎成 100—1000 目的超微细粉。

设备特点

1、ZK-FDV-98 实验用超微粉碎机为桌上型高细度粉碎机, 全机仅重 15kg, 多数物料粉碎细度超过 300 目;

2、超高速电机 (26000 转 / 分钟) 能连续运转的粉碎机;

3、粉碎速度为 1—5kg/h;

4、直刀、小弯刀、大弯刀多种刀型配制, 可以有效减少物料本身之性质差异造成的不利粉碎之因素, 故而使用范围广。

型号参数

体 积:310×330×510mm

净 重:15KG

电 压:220V

功 率:1800W

转 速:26000r/min

产 量:1-5kg/h

细 度:100-600 目(普通纤维性物料) 150—1000 目(脆硬性物料)

